






Externe urinekatheter

Gebruiksaanwijzing




Verzamel al het materiaal:

- Een urineopvangzak (1)
- Een fixatiebroekje (2)
- De externe katheter (3)
- Een verbindingsslang (4)



- Maak het klittenband van het fixatiebroekje los en doe deze om uw middel.
- Fixeer het fixatiebroekje door de twee losse touwtjes tussen uw benen door te doen en vast te maken aan de knopen.
- Zorg dat de externe katheter goed aansluit op uw lichaam en de opening van uw plasbuis (urethra) volledig bedekt.



Maak de verbindingsslang vast aan het uiteinde van de externe katheter.



Maak het uiteinde van de verbindingsslang vast aan de urineopvangzak. Vervolgens sluit u het dopje naast de verbinding.

De katheter is nu klaar voor gebruik.

**Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar:
CENIzorg@outlook.com**